

Büchner Trichter Set

Code: P.935.xxx-xxx

Verwendung

Zur Bestimmung der Konsistenz von Zellstoff nach ISO 4119.

Anwendbare Normen

- ISO 4119

Beschreibung

Das Büchner Funnel Set ist ideal für die Vakuumfiltration im Labor, z.B. nach dem Klassifizierungsprozess mit dem Somerville Gerät. Das Trichter Set kann je nach Ausführung entweder über eine Wasserstrahlpumpe oder einer Venturi-Kontrollbox gesteuert werden. Der Trichter ist aus hochwertigem, hitzebeständigem Kunststoff gefertigt und lässt sich zur Reinigung leicht abnehmen. Die Absaugflasche besteht aus Borosilikatglas 3.3 und ist autoklavierbar.

Features

- Trichter aus PP
- Saugflasche aus robustem Borosilikatglas 3.3
- Saugflasche autoklavierbar
- inkl. Filter Starter Set



Anschlüsse

- Modell mit Wasserstrahlpumpe: Wasseranschluss erforderlich
- Modell mit Venturi Box: Druckluftanschluss erforderlich

Modelle

Code	Flaschengröße	Trichtergröße	Filtergröße	System
P.935.SET-05	0.5 l	390 ml	Ø 90 mm	Wasserstrahlpumpe
P.935.SET-10	1.0 l	810 ml	Ø 110 mm	Wasserstrahlpumpe
P.935.SET-20	2.0 l	2.100 ml	Ø 150 mm	Wasserstrahlpumpe
P.935.SET-V05	0.5 l	390 ml	Ø 90 mm	Venturi Kontrollbox
P.935.SET-V10	1.0 l	810 ml	Ø 110 mm	Venturi Kontrollbox
P.935.SET-V20	2.0 l	2.100 ml	Ø 150 mm	Venturi Kontrollbox